



**Endoreverse VR3** Sviluppa un esclusivo sistema di trattamenti, che si evolve su un perfetto connubio di radiofrequenza e vuoto: rimodellamento, drenaggio, defibrillazione, anticellulite, riaffermazione, ringiovanimento e rassodamento della pelle del viso. L'Endoreverse VR3 eroga diverse tecnologie: Laser infrarosso, Radiofrequenza, Ultrasuono e Vacuum rotazionale; integrabili fra loro a seconda del tipo di inestetismo da trattare su viso o corpo.

- **Il manipolo D.R.V.S.** è dotato di un esclusivo sistema con rotazione laterale progressiva completamente diverso da quello lineare effettuato dai rulli presenti in altri macchinari; permettendo in questo modo la completa scompaginazione dei tralici fibrosi presenti nel tessuto adiposo. Può lavorare su qualsiasi tessuto edematoso o fibroso senza rischio di ematoma. Sistema pulsato e continuo. Include un doppio sistema di emissione Vacuum e Radiofrequenza. Riduce i tempi di trattamento, il riscaldamento profondo del tessuto, l'impedenza e la resistenza per il successivo trattamento di Endotermia. Grande capacità di mobilitazione grazie ai tre applicatori di differente diametro ( 5cm - 7cm - 12cm ), adattati per qualsiasi area anatomica: estremità superiori di braccia (evitando la possibilità di generare flaccidità), collo, scollatura, ovale facciale, aree di difficile accesso e sensibilità, interno coscia e ginocchio.

#### Le caratteristiche principali di ENDOREVERSE VR3

- D.R.V.S. sistema di vuoto con rotazione progressiva 90° e radiofrequenza
- Radiofrequenza viso/corpo (3 applicatori): bipolare, tripolare, esapolare + diodo lipolitico laser
- Ultrasuono 800 kHz
- Display Led con touch screen e controllo digitale per angolo di rotazione e frequenza del manipolo D.R.V.S.
- Tensione in entrata: AC 220 ~ 230V 50/60Hz
- Potenza in uscita: 250VA-Vacuum: 10 ~ 80Kpa

### Endomassaggio



Endoreverse VR3 include 4 applicatori di emissione, ergonomici e leggeri, per trattamenti indicati su viso e corpo:

**Bipolare:** area peri-labiale e peri-orbicolare.

**Tripolare:** ovale facciale, fronte, collo e scollatura.

**Esapolare + diodo lipolitico laser:** braccia, addome, glutei, interno coscia e ginocchio.

**Ultrasuoni 800 kHz:** indeboliscono la struttura adiposa, stimolano la riattivazione del microcircolo e riducono progressivamente la cellulite molle, ematosa e fibrosa; con conseguente tonificazione del corpo.

• garanzia 1 anno	Elenco materiale marketing compreso nella fornitura
• Manuale in Lingua Italiana	
• peso 56 kg	○ Catalogo / Flyer
• Dimensioni 43 x 45 x 135 cm	○ 1 pz. Roll Up / o 1pz. Expo con piedino
• Trasportabile con ruote	Corso formazione incluso
• imballo in alluminio	